

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Neurod1 Per Ihc-P, Elisa - Q13562

Numero articolo: CM0023624

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-NEUROD1 per IHC-P e ELISA. Riconosce NEUROD1 umano e murino, un fattore di trascrizione bHLH critico per la neurogenesi e la differenziazione delle cellule delle isole pancreatiche. Utile nella biologia dello sviluppo e nella ricerca sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NEUROD1 Rabbit pAb
Note / Alias	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4760
ID gene	4760
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-356 di NEUROD1 umano (NP_002491.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q13562
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio