

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Neurod1 Per Wb Ed Elisa - Q13562

Numero articolo: CM0013756

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NEUROD1 (Q13562) validato per WB ed ELISA, in grado di rilevare il fattore 1 di differenziazione neurogenica umano e di ratto, un fattore di trascrizione bHLH fondamentale nella neurogenesi e nello sviluppo delle cellule beta pancreatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NEUROD1 pAb di coniglio
Note/Alias	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	4760
ID genico	4760
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	Q13562
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante