

Anticorpo Policlonale Anti-Neurod6 Per Wb, Elisa - Q96Nk8

Numero articolo: CM0021982

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NEUROD6 umano (Nex1, Atoh2, MATH2). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sul neurosviluppo e studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NEUROD6 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	Nex1; Atoh2; MATH2; NEX1M; Math-2; bHLHa2; NEUROD6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	63974
GeneID	63974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 188-337 di NEUROD6 umano (NP_073565.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96NK8
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio