

Anticorpo Monoclonale Anti-Neurofilamento H Per Wb, Ip, Elisa - P12036

Numero articolo: CM0002058

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato al Neurofilamento H (NFH) umano. Validato per WB, IP, ELISA; reattivo crociato con topo e ratto. Una proteina filamentosa intermedia chiave per il calibro neuronale e la stabilità dell'assone; ideale per la ricerca su SLA e CMT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Neurofilamento H
Note/Alias	NFH; CMT2CC; Neurofilamento H
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4744
GeneID	4744
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12036
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio