

Anticorpo Policlonale Anti-Neurofilamento H Per Wb, Ip, If, Elisa - P12036

Numero articolo: CM0026391

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Neurofilamento H (NEFH), validato per WB, IP, IF ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul citoscheletro neuronale e sulle neurodegenerazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Neurofilamento H pAb di Coniglio
Note/Alias	NFH; CMT2CC; Neurofilamento H
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4744
ID Gene	4744
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12036
Peso Proteico	112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio