

Anticorpo Monoclonale Anti-Neurofilamento L Per Wb, If, Ihc, Elisa - P07196

Numero articolo: CM0003522

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità per Neurofilamento L, validato per WB, IF, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro neuronale e per studi sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio per Neurofilamento L
Osservazioni/Alias	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilamento L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4747
GeneID	4747
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-250 del Neurofilamento L umano (NP_006149.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07196
Peso Proteico	62 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio