

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Neurofilamento L Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07196

Numero articolo: CM0015436

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce il polipeptide leggero del neurofilamento umano (NEFL). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Per la ricerca sul citoscheletro neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Neurofilamento L
Note/Alias	NFL; NF-L; NF68; CMT1F; CMT2E; CMTDIG; PPP1R110; Neurofilamento L
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4747
ID Gene	4747
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-250 del Neurofilamento L umano (NP_006149.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07196
Peso Proteico	62 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio