

Anticorpo Policlonale Anti-Neurofilamento M Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07197

Numero articolo: CM0022780

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Neurofilamento M (NFM/NEF3), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per la ricerca sul citoscheletro neuronale e sui filamenti intermedi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Neurofilamento M Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	NFM; NEF3; NF-M; Neurofilamento M
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4741
ID Gene	4741
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-260 del Neurofilamento M umano (NP_005373.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07197
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio