

Anticorpo Policlonale Anti-Neurog3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4Z2

Numero articolo: CM0030915

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NEUROG3 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la differenziazione enteroendocrina e la specificazione delle cellule endocrine pancreatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NEUROG3 Rabbit pAb
Note/Alias	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; NEUROG3
Specie	Umano
ID Gene	50674
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di NEUROG3 umano (NP_066279.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4Z2
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio