

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Neurog3 Per Wb, Elisa - Q9Y4Z2

Numero articolo: CM0022990

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NEUROG3 per WB ed ELISA. Bersaglia la neurogenina-3 umana, un fattore di trascrizione fondamentale per il differenziamento delle cellule enteroendocrine e delle cellule endocrine pancreatiche. Ideale per la biologia dello sviluppo e la ricerca sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NEUROG3 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; G3                                                                                           |
| Specie              | Umana                                                                                                                            |
| GeneID (Umano)      | 50674                                                                                                                            |
| GeneID              | 50674                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della NEUROG3 umana (NP_066279.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                            |
| SWISS               | Q9Y4Z2                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 23kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                                |