

Anticorpo Monoclonale Anti-Neurogenin 2 (Ngn2) Per Wb, Elisa - Q9H2A3

Numero articolo: CM0003547

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Neurogenin 2, un fattore di trascrizione neuronale. Validato per WB ed ELISA, reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della differenziazione e dello sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Neurogenin 2 Rabbit mAb
Note/Alias	NGN2; Atoh4; ngn-2; Math4A; bHLHa8; Neurogenin 2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	63973
GeneID	63973
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 della Neurogenin 2 umana (Q9H2A3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H2A3
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio