

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Neurogranina (Nrgn) Per Wb, Elisa - Q92686

Numero articolo: CM0027757

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Neurogranina umana (NRGN), validato per WB ed ELISA. Adatto per studi sul rimodellamento sinaptico, il legame della calmodulina e la malattia di Alzheimer. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NRGN Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RC3; hng; NRGN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4900
ID Gene	4900
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-78 della NRGN umana (NP_001119653.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92686
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio