


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Recettore Neurochinina 1 (NK1R) Per Wb, Elisa - P25103

Numero articolo: CM0006099



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il recettore della neurochinina 1 umano (NK1R, TACR1). Adatto per WB e ELISA, è cross-reattivo con topo e ratto. Per studi sulla segnalazione delle tachinine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Neurokinin 1 Receptor (NK1R) Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	SPR; NK1R; NK1R; TAC1R; Neurokinin 1 Receptor (NK1R)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6869
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-407 della NK1R umana (P25103)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P25103
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio