


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Neuropilina-1 (Nrp1) - O14786

Numero articolo: CM0020579



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Neuropilina-1 (NRP1) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia il recettore VEGF165 coinvolto nell'angiogenesi e nello sviluppo neuronale. Adatto per la ricerca cardiovascolare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Neuropilina-1 (NRP1)
Note/Alias	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R; Neuropilina-1 (NRP1)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8829
ID Gene	8829
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14786
Peso Proteico	103 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio