


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Neuropilina-2/Nrp2 Per Wb, Fc, Elisa - O60462

Numero articolo: CM0004959



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che riconosce la Neuropilina-2 (NRP2) umana. Adatto per Western blot (WB), citometria a flusso (FC) ed ELISA. Utile per la ricerca sulla segnalazione semaforina/VEGF e sull'ingresso del citomegalovirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Neuropilina-2/NRP2
Note/Alias	NP2; NPN2; PRO2714; VEGF165R2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8828
ID Gene	8828
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-855 della Neuropilina-2/NRP2 umana (NP_957718.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O60462
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio