

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Neuroplastina (Nptn) Per Wb E Elisa - Q9Y639

Numero articolo: CM0026909



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting la Neuroplastina umana (NPTN) validato per WB e ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Adatto per studi sulla plasticità sinaptica e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPTN Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GP55; GP65; SDR1; np55; np65; SDFR1; NPTN
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	27020
Gene ID	27020
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-200 della NPTN umana (NP_059429.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y639
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio