


Anticorpo Monoclonale Anti-Elastasi Neutrofila (Elane) Per Wb, Ip, Elisa - P08246

Numero articolo: CM0009344



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-uomo Elastasi Neutrofila (ELANE) di alta qualità ottimizzato per WB, IP ed ELISA. Uno strumento affidabile per investigare la funzione dei neutrofili e la NETosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Elastasi Neutrofila (ELANE) Coniglio mAb
Note/Alias	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Elastasi Neutrofila (ELANE)
Specie	Umano
GeneID (umano)	1991
GeneID	1991
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 167-267 dell'elastasi neutrofila umana (ELANE) (P08246)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P08246
Peso Proteico	29 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio