


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Elastasi Dei Neutrofili (Elane) Per Wb, If, Ihc, Elisa - P08246

Numero articolo: CM0016385



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro l'Elastasi dei Neutrofili (ELANE) umana validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; rileva l'ELANE endogena in campioni umani, murini e di ratto; ideale per la biologia dei neutrofili, la NETosi e la ricerca sulle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Elastasi dei Neutrofili (ELANE) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Elastasi dei Neutrofili (ELANE)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1991
GeneID	1991
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 30-267 dell'Elastasi dei Neutrofili (ELANE) umana (NP_001963.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08246
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio