

Anticorpo Policlonale Anti-Nexn Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q0Zgt2

Numero articolo: CM0016104

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NEXN umano (Nexilina). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul citoscheletro di actina e sul muscolo cardiaco/scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NEXN Rabbit pAb
Note/Alias	CMH20; NELIN; NEXN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	91624
ID Gene	91624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 516-675 di NEXN umano (NP_653174.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q0ZGT2
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio