

Anticorpo Monoclonale Anti-Nf-Kb P65/Rela Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q04206

Numero articolo: CM0003400



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio convalidato KO che si targeting umano NF-kB p65/RelA (Q04206). Adatto per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP con reattività crociata verso umano, topo, ratto e scimmia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] NF-kB p65/RelA Rabbit mAb
Note/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5970
GeneID	5970
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio