

Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Nf-Kb P65/Rela Per Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0002114



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo diretto contro NF-kB p65/RelA umano (Q04206), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con specie umana, mouse e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione di NF-kB, l'infiammazione e la risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NF-kB p65/RelA mAb di topo
Note/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5970
GeneID	5970
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-551 di NF-kB p65/RelA umano (Q04206).
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q04206
Peso proteico	60 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio