


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Nf-Kb P65/Rela Per Wb - Q04206

Numero articolo: CM0016668



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro NF-kB p65/RelA umano (SWISS: Q04206) convalidato per WB, IP, IF/ICC e ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione di NF-kB e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NF-kB p65/RelA Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5970
ID gene	5970
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-551 di NF-kB p65/RelA umano (NP_068810.3)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q04206
Peso proteico	60 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio