


Anticorpo Monoclonale Anti-Nf-Kb2 Per Wb, Elisa - Q00653

Numero articolo: CM0004541



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio NF-κB2 per WB e ELISA, che riconosce NF-κB2 (p52/p100) umano, murino e di ratto. Coinvolto nell'infiammazione, nell'immunità e nell'apoptosi. Ideale per la ricerca sulla segnalazione NF-κB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NF-κB2 Rabbit mAb
Note/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4791
GeneID	4791
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 800-900 del NF-κB2 umano (NP_001070962.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q00653
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio