


Anticorpo Monoclonale Anti-Nf-Kb2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q00653

Numero articolo: CM0003763



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NF-κB2 (p52/p100) umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione NF-kappa-B, l'infiammazione e l'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NF-κB2 Rabbit mAb
Note/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4791
GeneID	4791
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 745-877 di NF-κB2 umano (Q00653)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q00653
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio