


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nf-Kb2 (Fosfo S866+S870) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q00653

Numero articolo: CM0001373



introduzione

Anticorpo monoclonale fosfo-specifico di coniglio che mira a NF-κB2 (p100/p52) in S866+S870, validato per WB, IHC-P, ELISA nell'uomo e nel topo. Strumento chiave per la ricerca sulla segnalazione NF-κB, studi sull'infiammazione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Fosfo-NF-κB2-S866/S870
Note/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Fosfo-NF-κB2-S866/S870
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4791
Immunogeno	Peptide sintetico intorno a S866 & S870 di NF-κB2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q00653
Peso molecolare proteina	97kDa
Spedizione	Sacca refrigerante