

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nfat2 Per Wb - 095644

Numero articolo: CM0004271



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NFAT2 convalidato per WB e ELISA. Rileva NFAT2 umano e murino. Adatto per ricerche sulla segnalazione delle cellule T, l'espressione di citochine e la differenziazione degli osteoclasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	NFAT2 Rabbit mAb
Note / Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Specie	umano
ID gene (umano)	4772
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-305 della NFAT2 umana (NP_001265598.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O95644
Peso proteico	101kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio