

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nfat2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95644

Numero articolo: CM0019885



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NFAT2 validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce il fattore di trascrizione NFAT2 umano; l'immunogeno comprende gli amminoacidi 115-298. Indicato per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T e sull'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NFAT2 pAb di coniglio
Note/Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4772
GeneID	4772
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 115-298 di NFAT2 (NP_001265598.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O95644
Peso della proteina	101 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio