

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nfat2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95644

Numero articolo: CM0014810



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia gli aminoacidi 20-300 di NFAT2 (NFATC1). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'attivazione dei linfociti T, l'espressione di citochine e la differenziazione degli osteoclasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	NFAT2 Rabbit pAb
Note/Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4772
GeneID	4772
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-300 di NFAT2 (NP_765978.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95644
Peso proteico	101kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio