

Anticorpo Policlonale Anti-Nfat5 Per Wb, Elisa - 094916

Numero articolo: CM0020625



introduzione

NFAT5 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per Western blot ed ELISA, che riconosce l'NFAT5 umano (O94916). Adatto per studi sulla risposta allo stress osmotico, sulla regolazione genica infiammatoria e sulla riparazione del danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	NFAT5 Rabbit pAb
Note/Alias	NFATZ; OREBP; NF-AT5; NFATL1; TONEBP; NFAT5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10725
ID Gene	10725
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1355-1455 dell'NFAT5 umano (NP_619728.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O94916
Peso Proteico	166kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio