


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nfatc2 Per Wb - Q13469

Numero articolo: CM0013980



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NFATC2 umano, validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T, sull'espressione delle citochine e sulla regolazione trascrizionale in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                      |
|---------------------|-----------------------------|
| Nome del prodotto   | NFATC2 pAb di coniglio      |
| Note/alias          | JCOSL; NFAT1; NFATP; NFATC2 |
| Specie              | Umano                       |
| ID del gene (umano) | 4773                        |
| ID del gene         | 4773                        |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante       |
| Origine             | Coniglio                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali       |
| Applicazione        | WB, ELISA                   |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto          |
| SWISS               | Q13469                      |
| Peso della proteina | 100 kDa                     |
| Spedizione          | Ghiaccio sintetico          |