

Anticorpo Monoclonale Anti-Nfatc3 Per Wb, If-P, Elisa - Q12968

Numero articolo: CM0007269



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NFATC3 (NFAT4/NFATx), validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Rileva NFATC3 umano, di topo e di ratto con un peso molecolare previsto di 116 kDa. Ideale per studi di segnalazione delle cellule T e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NFATC3 Rabbit mAb
Note/Alias	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Specie	Uomo
ID gene	4775
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 850-1075 di NFATC3 umano (NP_775188.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q12968
Peso proteico	116kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio