

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nfatc3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12968

Numero articolo: CM0027340



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NFATC3 (NFAT4) umano per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare la regolazione trascrizionale di NFAT e lo sviluppo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NFATC3 Rabbit pAb
Note/Alias	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4775
ID Gene	4775
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di NFATC3 umano (NP_775188.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12968
Peso Proteico	116kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio