

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nfe2L1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14494

Numero articolo: CM0013909

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NFE2L1 umano (NRF1/TCF11) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva NFE2L1 umano, di topo, di ratto (85 kDa). Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo, il metabolismo del colesterolo e la proteostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NFE2L1 Rabbit pAb
Note/Alias	NRF1; NRF-1; TCF11; LCR-F1; NFE2L1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4779
ID Gene	4779
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 515-772 di NFE2L1 umano (NP_003195.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14494
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio