

Anticorpo Policlonale Anti-Nfe2L3 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4A8

Numero articolo: CM0015285

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NFE2L3 umano (NRF3), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con il mouse e il ratto. Adatto per studi sull'espressione genica specifica eritroide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NFE2L3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NRF3; NFE2L3
Specie	Umano, Mouse, Ratto
GeneID (umano)	9603
GeneID	9603
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 330-550 di NFE2L3 umano (NP_004280.5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y4A8
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio