

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nfia Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12857

Numero articolo: CM0029907



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro NFIA, un fattore di trascrizione e regolatore della replicazione del DNA. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Per studi sui fattori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NFIA Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CTF; NF1-A; NF1-A; NF1-L; BRMUTD; NF-I/A; DEL1P32P31; C1DELp32p31; NFIA
Specie	Umano
GeneID (umano)	4774
GeneID	4774
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-330 di NFIA umana (NP_005586.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q12857
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio