

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nfic Per Wb, Elisa - P08651

Numero articolo: CM0014757



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-NFIC è validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con umano, topo e ratto. Utilizzare per studiare la regolazione della trascrizione, la replicazione del DNA e l'attivazione del gene TERT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NFIC Rabbit pAb
Note/Alias	CTF, NFI, CTF5, NF-I, NFIC
Specie	Umano
ID Gene	4782
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di NFIC umano (NP_005588.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P08651
Peso molecolare della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio