


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nfil3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16649

Numero articolo: CM0013015



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NFIL3 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce NFIL3 umano e di ratto (Q16649), un regolatore trascrizionale dell'orologio circadiano. Ideale per la ricerca sui ritmi circadiani e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NFIL3 Rabbit pAb
Note/alias	E4BP4; IL3BP1; NFIL3A; NF-IL3A; NFIL3
Specie	Umano
GeneID (umano)	4783
GeneID	4783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 133-462 di NFIL3 umano (NP_005375.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q16649
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante