


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nfix Per Wb E Elisa - Q14938

Numero articolo: CM0028972



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro NFIX umano, validato per Western blotting e ELISA, con reattività crociata al topo. Funziona nell'attivazione della trascrizione e nella replicazione del DNA. UniProt Q14938.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NFIX Rabbit pAb
Note/Alias	CTF; NF1A; MALNS; NF1-X; MRSHSS; NF-I/X; SOTOS2; NFIX
Specie	Umano
GeneID (umano)	4784
GeneID	4784
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q14938
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio