


Anticorpo Monoclonale Anti-Nfkb1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip - P19838

Numero articolo: CM0008711



introduzione

Anticorpo monoclonale NFKB1 di coniglio validato per WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP su umano e topo. Bersaglia NF- κ B p105/p50, un fattore di trascrizione chiave nelle risposte immunitarie e infiammatorie. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio NFKB1
Note/Alias	KBF1, EBP-1, NF- κ B, CVID12, NF- κ B1, NFKB-p50, NF κ ppaB, NF- κ ppaB, NFKB-p105, NF- κ ppa-B1, NF- κ ppabeta
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4790
ID Gene	4790
Immunogeno	Peptide sintetico derivato da NFKB1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P19838
Peso Proteico	105 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio