


Anticorpo Policlonale Anti-Nfkb1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19838

Numero articolo: CM0014784



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-NFKB1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano. Sollevato contro NFKB1 ricombinante (aa 740-964). Ideale per la ricerca sulla segnalazione NF-kappa-B e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NFKB1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4790
GeneID	4790
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 740-964 di NFKB1 (NP_001158884.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio