

Anticorpo Policlonale Anti-Nfkbiz Per Wb Ed Elisa - Q9Byh8

Numero articolo: CM0014126



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NFKBIZ umano (I-kappa-B-zeta, IkB-zeta) validato per WB ed ELISA, con cross-reattività nel ratto. Ideale per studiare la regolazione di NF-kappa-B e le vie della risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NFKBIZ Rabbit pAb
Note/Alias	IKBZ; INAP; MAIL; ikB-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	64332
Gene ID	64332
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di NFKBIZ umano (NP_113607.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Ratto
SWISS	Q9BYH8
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio