

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nfrkb Per Wb, Elisa - Q6P4R8

Numero articolo: CM0006500



introduzione

NFRKB Rabbit mAb per WB ed ELISA rileva la proteina umana legante il fattore nucleare correlata a kappa-B, una subunità del complesso INO80 di 139 kDa coinvolta nel rimodellamento della cromatina e nella regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NFRKB Rabbit mAb
Note/Alias	INO80G; NFRKB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4798
ID Gene	4798
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 370-495 di NFRKB umano (NP_001137307.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6P4R8
Peso Proteico	139kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio