


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nfs1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Numero articolo: CM0027554



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la cisteina desulfurasi NFS1 umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto ratto. Ideale per ricerche sulla biogenesi del cluster ferro-zolfo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NFS1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1                                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)      | 9054                                                                                                                           |
| GeneID              | 9054                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 290-457 della NFS1 umana (NP_066923.3) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS               | Q9Y697                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 50kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |