

Anticorpo Policlonale Anti-Nfu1 Per Wb Ed Elisa - Q9Ums0

Numero articolo: CM0028496



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NFU1, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Validato su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sui cluster ferro-zolfo mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NFU1 pAb di Coniglio
Note/Alias	Nfu; NifU; HIRIP; MMDFS; MMDS1; NIFUC; CGI-33; HIRIP5; NFU1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27247
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di NFU1 umano (NP_001002755.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UMS0
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio