

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nfyb Per Wb, Elisa - P25208

Numero articolo: CM0027930



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NFYB per WB, ELISA. Reagisce con umano e topo. Bersaglia la subunità beta del fattore di trascrizione nucleare Y, una proteina legante il box CCAAT coinvolta nella regolazione della trascrizione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NFYB Rabbit pAb
Note/Alias	HAP3; CBF-A; CBF-B; NF-YB; NFYB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4801
GeneID	4801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-207 dell'NFYB umano (NP_006157.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P25208
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio