

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nfyc Per Wb Ed Elisa - Q13952

Numero articolo: CM0028655



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro NFYC (NF-YC, H1TF2A) per Western blot ed ELISA. Validato nell'uomo e cross-reagisce con il ratto. Ideale per la ricerca sui fattori di trascrizione e gli studi sul legame alla scatola CCAAT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NFYC Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HSM; CBFC; HAP5; CBF-C; NF-YC; H1TF2A; NFYC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-120 di NFYC umano (NP_055038.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q13952
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio