

Anticorpo Monoclonale Anti-Ng2 Per Citometria A Flusso - Q6Uvk1

Numero articolo: CM0008892



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro NG2 umano (CSPG4) per citometria a flusso. Validato per campioni umani. Utile per lo studio del melanoma, dell'angiogenesi e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NG2 umano
Note/alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1464
GeneID	1464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1583-2224 di NG2 umano (NP_001888.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q6UVK1
Peso della proteina	251 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante