

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ng2/Cspg4 Per Wb, Elisa - Q6Uvk1

Numero articolo: CM0007015



introduzione

Anticorpo monoclonale con di alta qualità anti-NG2/CSPG4 convalidato per Western blot e ELISA. Miri al proteoglicano di condroitina solfato 4 umano (251kDa), un attore chiave nella migrazione cellulare, nell'invasione del melanoma e nell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NG2/CSPG4 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1464
GeneID	1464
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1340-1563 di NG2/CSPG4 umano, NP_001888.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q6UVK1
Peso proteico	251kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio