

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ng2/Cspg4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q6Uvk1

Numero articolo: CM0007381



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante diretto contro NG2/CSPG4 umano, adatto per WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA. Ideale per studiare i meccanismi di migrazione cellulare, angiogenesi e melanoma; reagisce in modo incrociato con topo e umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-NG2/CSPG4
Note/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Specie	Umano
GeneID	1464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1583-2224 di NG2 umano (NP_001888.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q6UVK1
Peso Proteico	251kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio