

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ng2/Cspg4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Numero articolo: CM0022404



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NG2/CSPG4 di alta qualità, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva il proteoglicano 4 del solfato di condroitina umano e murino, un recettore chiave della superficie cellulare coinvolto nella migrazione cellulare, nell'angiogenesi e nella progressione del melanoma. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NG2/CSPG4 pAb di coniglio
Note/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1464
ID del gene	1464
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1950-2210 di NG2/CSPG4 umano (NP_001888.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q6UVK1
Peso della proteina	251 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante